

Flacon de sérum physiologique pour station de lavage oculaire Astroplast - Flacon de 500ml

Flacon 500 ml pour réapprovisionner la station de lavage oculaire.

Flacon stérile de sérum physiologique 0,9g/l pour petite station de lavage oculaire d'urgence.

Conforme à la réglementation de la santé et de la sécurité HSE (Health and Safety Executive).

[S'utilise avec la station de lavage oculaire ASTROPLAST.](#)

- Flacon de sérum physiologique 0,9g/l (500ml).
- Flacon avec bouchon rince oeil ergonomique.
- Ouverture semi-automatique des bouteilles avec la station de lavage.

Stérilisation Rayon Gamma.

Validité 5 ans.

Flacon de 500ml de sérum physiologique 0,9g/l.

Matériel Médical CE.

