

FICHE TECHNIQUE

Flacon doseur Dentasept Asp System Anios - 2L

Permet le mélange de solutions de nettoyage et de désinfection pour les systèmes d'aspirations dentaires.

Système à utiliser avec la solution [Dentasept® Aspiration SA](#). S'adapte sur tous les types de systèmes d'aspiration.

- Permet la préparation de 2L de solution prête à l'emploi.
- Flacon doté de 2 embouts de connexion.
- Sans adaptateurs multiples.
- Facile d'utilisation.
- Flacon en polyéthylène.

