

## FICHE TECHNIQUE

### Flacon en verre Dropper pour huiles essentielles - 5ml

Flacon en verre ambré d'une contenance de 5 mL, idéal pour l'aromathérapie.  
Bague 18Din pour bouchon compte-gouttes.

Flacon DOPPLER Compte-Gouttes épais en verre ambré idéal pour contenir des soins d'aromathérapie ou de cosmétique, protéger les liquides sensibles de la lumière et éviter leur dégradation.

#### Caractéristiques techniques :

- Coloris : Ambré.
- Contenance : 5 mL.
- Diamètre de 22,5 mm et hauteur de 50 mm.
- Matériau : Verre.
- Bague 18DIN.

Fonctionne avec le [bouchon compte-gouttes](#).

