

FICHE TECHNIQUE

Flacon gradué pour recueil d'urine 24H - 2.5L

Pour le recueil des urines sur une journée

Bocal en polyéthylène pour récolter et stocker les urines.
Contenance 2500 ml avec graduation tous les 100 ml.
Bouchon avec fermeture à vis, anse de transport et vidange.
Livré sans étiquette.

- Non stérile.
- Polyéthylène haute densité, blanc.
- Contenance 2500 ml.
- Graduation de 200 ml à 2500 ml.
- Couvercle blanc.
- Ouverture de vidange avec bouchon à vis.
- Anse de transport.
- Nettoyage au lave bassin - Température 100°C.

- Diamètre ouverture : 76 mm.
- Dimensions: H 255 x Ø 130 mm.

