

Flacon gradué pour recueil d'urine 24H - 2L

Permet le recueillement des urines

Flacon en polyéthylène pour récupérer et stocker les urines.

Couvercle à fermeture à vis, contenance 2000 ml avec graduation tous les 50 ml.

Poignée ergonomique pour une préhension facile. Livré sans étiquette.



- Non stérile.
- En polyéthylène blanc haute densité.
- couvercle blanc.
- Contenance 2000 ml.
- Graduation de 100 ml à 2000 ml.
- Nettoyage au lave bassin - Température 100°C.

- Diamètre ouverture : 76 mm.
- Dimensions: H 242 x l 110 x P 82 mm.