

FICHE TECHNIQUE

Flacons à prélèvement gradués avec surface d'écriture - Flacon de 120ml - Carton de 500

Permet de recueillir les urines

Flacon à prélèvement de 120ml incassable avec graduation précise.

Fermeture rapide et adhérence maximale.

- Non stérile
- En polypropylène transparent
- Bouchon blanc à vis jointé
- Graduation tous les 10 ou 20 ml
- Surface d'écriture (Date, nom du patient, n°)

1 modèle disponible:

- Contenance 120 ml.

Dimension 120 ml:

- Diamètre : 60 mm.
- Hauteur : 70 mm.

Conditionné par carton de 500 flacons

