



### Flacons prélèvement spatule 60ml non stérile avec étiquette - Carton de 600

Permet le recueil des selles pour analyse.

Flacon à usage unique en polypropylène avec bouchon à visser.  
Spatule arrondie intégrée pour un prélèvement homogène.  
Fermeture facile et étanche.

- Non stérile.
- En polypropylène transparent.
- Bouchon rouge à visser avec spatule.
- Graduation tous les 5 ml.
- Contenance 60 ml.
- Etiquette d'identification (Date, nom du patient, test à effectuer).

Dimensions:

- Diamètre : 38 mm.
- Hauteur : 64 mm.

Conditionné par carton de 600 flacons.