

## FICHE TECHNIQUE

### Gant de toilette molletonné extra doux 80g - Sachet de 50 - Robemed

Très agréable au toucher, absorbant pour grand confort d'utilisation

Gant ultra-doux permet l'utilisation sur les peaux sensibles, y compris sur les zones irritées.

Doux, épais et résistant aux bords non déchirants.

Temps d'absorption de moins de 3 secondes.

- **Non tissé de dernière génération, 80gr/m<sup>2</sup>.**

- Tissu 50% viscose, 50% polyester.

- Non allergique.

- Bords non déchirants, avec soudure à l'ultra-son.

- Très absorbant, capacité d'absorption d'eau supérieure à 700%.

- 100% recyclable.

- Très résistant : résistance aux déchirements supérieure à 1250 N/m.

**Coloris :** Blanc.

**Dimension :** 15 x 23 cm

**Conditionnement :** Vendu par lot de 2 sachets de 50 gants, soit 100 gants.

