

FICHE TECHNIQUE

Gants d'examen latex non poudrés - Boîte de 100 - 6 g - Aql 1,5 - Robemed

Pour un confort ergonomique et une bonne protection.

Nouvelle qualité ultra-sensible. Touché très doux. Très bonne acceptabilité dans la durée. Non poudré, pour plus de confort et une limitation des risques d'allergie.

Utilisation pour tous types de soins et d'examens médicaux, infirmiers et dentaires.

Conformes aux normes EN 455-1, EN 455-2, ASTM D 3578, CE 93/42.

- Confort dans la durée
- Sensibilité du toucher
- Excellente résistance au déchirement et percement
- Poids : 6 g
- AQL : 1,5
- Recommandés pour les peaux sensibles et à tendances allergiques

Le niveau AQL (Acceptable Quality Level) est un standard de mesure de la qualité : 1 pour le niveau le plus élevé et 5 pour le plus faible. Cette classification n'est pas spécifique aux gants, elle permet d'informer l'utilisateur sur la qualité du produit concerné. Pour les gants d'examen, le niveau de qualité AQL de 1,5 figure parmi les niveaux les plus élevés.

Le grammage indique le poids du gant testé sur la taille M. Il est proportionnel à l'épaisseur du gant et donc à sa résistance notamment pour les déchirures.

4 tailles disponibles :

- XS Extra small (5/6).
- S Small (6/7).
- M Medium (7/8).
- L Large (8/9).

Coloris : blanc crème.

Conditionnement : Vendu par boîte de 100 gants. Prix dégressif à partir de 10 boîtes achetées.

Matériel médical CE conforme aux normes EN 455-1, EN 455-2, ASTM D 3578, CE 93/42.

