

### Gants d'examen latex stériles poudrés - Boîte de 50 paires - Fitone

Allient confort, flexibilité et facilité d'enfilage

Gants d'examen FITONE stériles pour limiter les contaminations, poudrés pour limiter la transpiration et faciliter l'enfilage, en latex pour un toucher fin et précis.

Conforme aux Normes EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3 et EN 455-4.



- Latex naturel.
- Usage unique.
- Stériles.
- Très résistants. Test de confirmation de conformité à la normes EN455-2 réalisé en France
- Finement poudrés.
- Étanches : Test de confirmation de conformité à la normes EN455-1 réalisé en France
- Épouse bien la main.
- Stérilisation à l'Oxyde d'Éthylène.
- Texturés.
- Poids : 6,5g en taille M.
- Couleur : blanc crème.

Pour tous types de soins stériles médicaux, infirmiers, vétérinaires ou dentaires.

#### **3 tailles disponibles :**

- Small S (taille 6/7) - Longueur main 240mm/Largeur paume env 80mm
- Medium M (taille 7/8) - Longueur main 240mm/Laueur paume env 95mm
- Large L (taille 8/9) - Longueur main 240mm/Largeur paume en 110mm

Conditionnement : Boîte de 50 paires emballées individuellement.

Matériel médical CE. Certifications : CE MDD, ISO 13485, ISO 14001, ISO 18001.