



Gants d'examen nitrile non poudrés 4g - Boîte de 100 - Rose - Robemed

Nouveaux embouts de doigts qualité ultra sensitive micro granulées.

[À l'occasion d'Octobre Rose, pour tout achat de gants en nitrile rose, 10% sont reversés à la Ligue contre le cancer]

Non poudré, ce gant présente l'avantage d'être plus facile à enfiler.

Sans latex pour limiter les risques d'allergies.

Confort, résistance, étanchéité maximale par rapport au latex et au vinyle.

Qualité supérieure renforcée 4g.

- Couleur rose.
- Nouveaux embouts de doigts qualité ultra sensitive micro granulées.
- Souple et élastique, s'adaptant parfaitement à la main.
- Très résistant, extensible.
- Aspect similaire au latex.
- Préhension optimale, même dans les environnements humides.
- Forte résistance aux huiles et graisses.
- Ambidextre.

Matériel Médical CE conforme aux normes EN 455-1 et EN 455-2, ASTM D 6319, C93/42.

Disponible en 4 tailles :

- XSmall (5/6)
- Small (6/7)
- Medium (7/8)
- Large (8/9)

Conditionnement : Gant nitrile non poudré conditionné en boîte de 100 gants.