

## FICHE TECHNIQUE

### Gants d'examen vinyle bleu poudrés - Boîte de 100 - 4,5g - Aql 1,5 - Romed

Gants d'examen vinyle bleu, poudrés, non stériles.

- Ambidextres
- Qualité faiblement poudrée pour un maximum de confort et un enfilage simplifié
- Hautement résistants
- Poids : 4,5 g
- AQL : 1,5 g
- Non stériles

#### Dispositif médical conforme aux normes EN 455 1/2

Utilisation pour les soins médicaux et infirmiers. Matériel médical de Classe I.

**Le niveau AQL** (Acceptable Quality Level) est un standard de mesure de la qualité : 1 pour le niveau le plus élevé et 5 pour le plus faible. Cette classification n'est pas spécifique aux gants, elle permet d'informer l'utilisateur sur la qualité du produit concerné. Pour les gants d'examen, le niveau de qualité AQL de 1,5 figure parmi les niveaux les plus élevés.

**Le grammage** indique le poids du gant testé sur la taille M. Il est proportionnel à l'épaisseur du gant et donc à sa résistance notamment pour les déchirures.

#### Tailles disponibles

- L Large (8/9)
- XL Extra Large (9/10)

**Coloris** : Bleu.

**Conditionnement** : Boîte de 100 gants.

*Matériel médical CE conforme aux normes EN 455-1/2 et EN 374-1/2/3*

Confort, hygiène et sécurité. EN 455-1/2 et EN 374-1/2/3.

