



Gants d'examen vinyle poudrés - Boîte de 100 - 4,8 g - Aql 1,5 - Robemed

Qualité Robé Médical : confort, toucher précis, hygiène et sécurité. Conformes aux normes médicales EN 455-1/2/3/4

Gants d'examen Robemed vinyle, poudrés, non stériles, qualité ultra-sensible.

Conformes aux normes médicales EN 455-1/2/3/4 et agréés pour le contact alimentaire.

- Ambidextres
- Faiblement poudrés
- Très résistants
- Poids : 4,8 g
- AQL : 1,5
- Limite le risque d'allergie
- Non stériles

Dispositif médical conforme aux normes EN 455 1/2/3/4

Utilisation pour les soins médicaux et infirmiers

Matériel médical de Classe I, conforme à la norme MDR (UE 2017/745)

Le niveau AQL (Acceptable Quality Level) est un standard de mesure de la qualité : 1 pour le niveau le plus élevé et 5 pour le plus faible. Cette classification n'est pas spécifique aux gants, elle permet d'informer l'utilisateur sur la qualité du produit concerné. Pour les gants d'examen, le niveau de qualité AQL de 1,5 figure parmi les niveaux les plus élevés.

Le grammage indique le poids du gant testé sur la taille M. Il est proportionnel à l'épaisseur du gant et donc à sa résistance notamment pour les déchirures.

Coloris : blanc cassé.

Conditionnement : Vendu par boîte de 100 gants. Prix dégressif à partir de 10 boîtes achetées.

Matériel médical CE de classe I conforme aux normes :

- EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4
- ASTM D 5250
- CE 93/42
- EN ISO 374-1 :2016 + A1 : 2018
- EN ISO 374-5 : 2016
- EN ISO 21420 : 2020