



Gants de chirurgie latex non poudrés stériles - Boîte de 50 paires - Robemed

Pour un très haut niveau de confort - avec surface texturée et manchette perlée. Norme ISO 13485.

Gants de chirurgie et soins médicaux en latex, stériles, non poudrés, à usage unique, conçus pour lutter contre les contaminations croisées.

- Ambidextre
- Latex non poudré
- Surface micro-granuleuse anti-dérapante pour une sensibilité optimale
- Lisse à l'intérieur
- Étanche à la poussière et à l'eau
- Boîte de 50 paires
- Pour tout type d'intervention

Tailles disponibles :

- XS / 6,5
- S / 7
- M / 7,5
- L / 8
- XL / 8,5

Conditionnement : Emballage stérile par paire, avec pochette intérieure main droite et main gauche. Boîte de 50 paires.

Validité : 5 ans après fabrication

Matériel médical CE (MDD 93/42/EEC),

Conformes aux normes BS EN455-1,2,3&4, EN374, ASTM D6319

Conforme à la norme ISO 13485.

Ne pas utiliser si le produit ou le sachet sont endommagés.