



Gants de chirurgie latex non poudrés stériles - Boîte de 50 paires - Romed®

Gants latex non poudrés stériles certifiés EN 455-1:2000, 2:2015, 3:2015, 4:2009, Iso 10282:2014.

Gants de chirurgie et soins médicaux en latex, poudrés, stériles, conçus pour lutter contre les contaminations croisées.

- Forme anatomique
- Surface rugueuse anti-dérapante dans la paume
- Manchette perlée
- PH (approximatif) - 6-8
- Résidu sans poudre - 2 mg/gant
- Teneur totale en protéines - 50 µg/dm²
- Pénétration virale : conforme à la norme ASTM F1671
- Les gants chirurgicaux en latex sont exempts de phtalates, de nitrosamine, de NDMA et de NDEA
- Matière première Latex naturel centrifugé (96,5 – 97 %)

Coloris : Jaune pâle

Conditionnement : Boîte de 50 paires de gants stériles, non poudrés. Emballage stérile par paire.

Validité : Stérilité garantie pendant 5 ans, si l'emballage n'est pas ouvert.

Matériel médical CE conforme MDD 93/42/EEC

Conformes aux normes EN 455-1:2000, 2:2015, 3:2015, 4:2009,

Conforme à la norme ISO 10282:2014.
