

FICHE TECHNIQUE



Gants de chirurgie latex poudrés stériles - Très résistants - Boîte de 50 paires - Robemed

Gants chirurgicaux de qualité supérieure, confortables et résistants. EN 455-1, EN 455-2,EN 455-3

Gants de chirurgie latex, poudrés, stériles, pour soins médicaux et chirurgicaux. Hautement résistants.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42/EEC.

Conformes EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3

Conformes à la norme ISO 13485.

- Qualité supérieure avec un excellent toucher
- Etancheïte conforme EN 455-1 +A1
- Forme anatomique
- Latex naturel
- Caoutchouc naturel
- Faiblement poudré
- Ambidextres
- À usage unique

Conditionnement : Boîte de 50 paires. Emballage stérile par paire.

Validité: 5 ans.

Ne pas utiliser si le produit ou le sachet sont endommagés.