

FICHE TECHNIQUE

Gants de chirurgie latex poudrés stériles - Très résistants - Boîte de 50 paires - Robemed

Gants chirurgicaux de qualité supérieure, confortables et résistants. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3

Gants de chirurgie latex, poudrés, stériles, pour soins médicaux et chirurgicaux.

Très résistants. Conforme EN 455-2.

- Qualité supérieure avec un excellent toucher
- Étanchéité conforme EN 455-1 +A1
- Forme anatomique
- Latex naturel
- Caoutchouc naturel
- Faiblement poudré
- Ambidextres
- À usage unique

Conditionnement : Boîte de 50 paires. Emballage stérile par paire.

Validité : 5 ans.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42/EEC.

Conformes aux normes BS E455-1,2,3,4

Conformes à la norme ISO 13485.

Ne pas utiliser si le produit ou le sachet sont endommagés.

