



### Gants de microchirurgie Maxitex® Neuro PF - Stérile en latex non poudré - Aql 1,5 - 50 paires

Gants avec bords roulés conçus pour une précision d'utilisation lors d'intervention chirurgicales en milieu stérile. Conditionnement par paire en sachet Film PE

Ces gants de chirurgie, dotés d'une rugosité optimale, sont adaptés à une variété de procédures délicates, offrant une préhension sécurisée des instruments grâce à leur surface micro-texturée Suregrip™, idéale pour les gestes précis.

Leur surface interne multicouche en polymère garantit un confort et facilite l'enfilage même avec des mains humides.

- Usage unique
- Stériles
- Ambidextres
- Très résistants
- Non poudrés
- Texture rugueuse
- Bords roulés
- Surface micro-texturée Suregrip™
- Enfilage du gant même avec des mains humides

**Le niveau AQL** (Acceptable Quality Level) est un standard de mesure de la qualité : 1 pour le niveau le plus élevé et 5 pour le plus faible. Cette classification n'est pas spécifique aux gants, elle permet d'informer l'utilisateur sur la qualité du produit concerné. Pour les gants d'examen, le niveau de qualité AQL de 1,5 figure parmi les niveaux les plus élevés.

#### **6 tailles disponibles (voir section Informations complémentaires pour plus de détails) :**

- Taille 6
- Taille 6.5
- Taille 7
- Taille 7.5
- Taille 8
- Taille 8.5

#### **Épaisseur minimale en mm :**

- Doigt : 0.19 mm
- Paume : 0.17 mm
- Manchette : 0.15 mm

#### **Couleur :**

Marron

#### **Conditionnement :**

Sous double emballage par paire - Boite de 50 paires

-----

**DM stérile** : stérilisation aux rayons beta à 25KGy

Dispositif médical CE de classe IIa conforme à la directive 93/42/CE amendée par la directive 2007/47/CE

*allergiques, voire des chocs anaphylactiques.*