



Gants de toilette humide - Lavage sans rinçage - Sachet de 8 -Romed

Gants de toilette pré-imprégnés pour un lavage complet sans eau ni rinçage, qui hydrate et laisse la peau douce.

Alternative efficace et pratique à la toilette classique, ce gant pré-imprégné jetable à usage unique ne nécessite ni eau, ni savon, ni rinçage.

Imprégné sur les deux faces avec une lotion à l'Aloe Vera, à la glycérine et à la camomille, il permet un nettoyage optimal tout en apaisant et hydratant la peau.

Sa texture gaufrée capture les impuretés et les saletés, et le revêtement intérieur étanche est conçu pour éviter les contaminations.

- **Pour les patients alités, incontinents ou porteurs de plâtre**
- Pour tous ceux qui n'ont pas accès à un point d'eau, voyageurs, campeurs, trekkers, festivaliers...
- Chauffer au micro-ondes avant utilisation, pour plus de confort
- Taille unique, s'enfile facilement grâce à sa base large
- Texture gaufrée
- Revêtement intérieur étanche
- Nettoyage en profondeur, tout en douceur et hydratation
- Gain de temps

Conditionnement : Sachet distributeur refermable de 8 gants.

Précautions d'emploi :

- Penser à sécher la peau après utilisation
- Ne pas jeter le gant dans les toilettes

Ingrédients :

Eau (96%), Glycérine (1%), Aloe Barbadensis, Propylene Glycol, Camomille Recutita, Alkyl Polyglycoside, Disodium Cocoamphodiacetate, Phenoxythanol, Diazolidinyl Urea, Hydrogenated Castor Oil, Disodium EDTA, Methylparaben, Bisabolol, Parfum, Propylparaben, Citric Acid.