

### Gants gynécologiques obstétriques latex non poudrés stériles Surgicare

Enduits de polymère - Manchette de 48 cm - Latex naturel

Ces gants gynécologiques offrent une adhérence optimale grâce à leur surface micro-rugueuse. Enduits de polymère, ils sont conçus pour un usage unique, et sont disponibles en différentes tailles.

Sans poudre, ils réduisent ainsi les risques allergiques et la contamination environnementale.

- Non poudrés
- Enduits de polymère
- Usage unique
- Manchette à bord roulé
- Manchette de 48 cm
- Haute sensibilité
- Latex naturel
- Emballage pochette par paire

- Plusieurs tailles disponibles:

- Taille 6.5 (S)
- Taille 7.5 (M)
- Taille 8.5 (L)

**Conditionnement :** Boîte de 50 paires

**Couleur :** Blanc

Attention : Ce produit contient du latex naturel, ce qui peut entraîner des réactions allergiques, voire des chocs anaphylactiques.

Matériel Médical CE 93/42/CEE

EPI 2016/425

