

### Gants gynécologiques obstétriques latex poudrés stériles

Manchette longue 48 cm, faiblement poudrés .

Gants en latex poudrés stériles, qualité supérieure. Finition bouts de doigts "anti dérapants" pour une meilleure préhension et un toucher très fin. Faiblement poudré permettant une excellente acceptabilité dans la durée.

- Manchette de 48 cm. Avec bourrelet.
- Ambidextre.
- Forme anatomique.
- Latex naturel.
- Faiblement poudré.
- A usage unique.
- Hypoallergénique.
- Couleur blanc crème.

Gants de gynécologie en latex poudrés stériles principalement utilisés au cours des accouchements et conçus pour la révision utérine.

#### 3 tailles disponibles :

- Small (6.5).
- Medium (7.5).
- Large (8.5).

Emballage stérile par paire, avec pochette intérieure main droite et main gauche.

Boîte distributrice de 25 paires, soit 50 gants.

Stérilisation à l'Oxyde d'Ethylène. Validité 5 ans.

Conformes aux normes EN455-1/2/3.

Matériel médical CE.

