



Garrot automatique ouverture et desserage d'une seule main -adulte enfant- double commande - Robemed

Facile, rapide et ergonomique - S'ouvre d'une seule main - Sécurisant pour le praticien et pour le patient

Desserage progressif à tout moment d'une main pour le confort du patient. Ouverture rapide d'une seule main.

Ce garrot ergonomique est très facile à poser et à enlever et vous offre un usage sécurisé.

Après sa mise en place sur le bras, il se libère d'une seule main.

Il est confortable pour l'enfant et l'adulte et ne pince pas.

Sa bande élastique est robuste et durable.

- Haute qualité
- Ouverture rapide
- Desserrage progressif
- Bande élastique robuste et durable
- Réutilisable
- Flexible
- Confortable pour l'enfant
- Ne pince pas la peau
- Motifs pour enfants

Dimensions :

- Longueur : 40 cm
- Largeur : 2,5 cm.

Contient du latex

Nettoyage :

Lavable à 60°C

Instructions :

1. Passer autour du bras et clipser
2. Serrer
3. Desserrer légèrement
4. Presser sur le bouton et enlever

Matériel Médical CE