

## FICHE TECHNIQUE

### Garrot rapide ergonomique avec desserrage et ouverture d'une seule main Jetpull

**Une référence en matière de confort et de sécurité - double commande- utilisation simple et rapide d'une seule main. Lavable à 90 C°. Sans latex**

Fabriqué en Allemagne, le Garrot JETPULL s'utilise d'une seule main, et offre une sécurité maximale d'utilisation. D'une grande qualité ce modèle offre aux professionnels simplicité et rapidité d'utilisation .  
Type tourniquet avec desserrage dès le premier tube;

- Ouverture immédiate.
- Fermeture et serrage facile.
- Ne pince pas la peau.
- Tissu élastique très résistant.
- Autoclavable à 120°.
- Lavable à 90°.

Disponible en version adulte ou enfant.

Dimensions :

- de l'élastique : 410 x 23 mm.
- du garrot complet : 480 x 30 mm.

Matériel médical CE.

