



### Garrot réutilisable automatique avec fermeture et desserrage Robemed

Garrot en tissu élastiqué avec boutons de serrage et de desserrage automatique - double bouton

Ouverture rapide par bouton supérieur.

système de desserrage par bouton levier progressif. Fermeture par enclenchement

Pour une pose facile et un retrait rapidement d'une seule main.

En tissu élastiqué très résistant

pour une pose facile et un retrait rapide et pratique.

Se lave en machine à basse température et se stérilise avec un désinfectant approprié.

- Tissu élastiqué très résistant.
- Ne pince pas la peau.
- Adulte et enfant.
- Fermeture par enclenchement.
- Serrage facile.
- Ouverture d'une seule main.
- Lavable en machine à basse température.
- Stérilisation avec un désinfectant approprié.
- Coloris violet.

#### Dimensions :

- De l'élastique : 435 x 25 mm.
- Du garrot complet : 475 x 35 mm.

Vendu à l'unité.

Garantie 3 ans.

Matériel médical CE.