



Garrot réutilisable avec fermeture et desserrage sur le dessus - Robemed

Garrot en tissu élastiqué avec boutons de serrage et de desserrage automatique - double bouton

Garrot automatique, se pose et se retire rapidement d'une seule main.

Bouton d'ouverture par appui

Desserrage progressif par le dessus

Lavable en machine à basse température et stérilisation avec un désinfectant approprié.

- Adulte et enfant.
- Fermeture et serrage facile.
- Ouverture d'une seule main.
- Tissu élastiqué très résistant.
- Ne pince pas la peau.
- Lavable en machine à basse température.
- Stérilisation avec un désinfectant approprié.
- Coloris bleu.

Dimensions :

- De l'élastique : 435 x 25 mm.
- Du garrot complet : 475 x 35 mm.

Vendu à l'unité.

Garantie 3 ans.

Matériel médical CE.