

### Gaze comprimée - 1-Medical

Gaze en coton absorbant 6 plis pour le traitement des plaies hémorragiques.

Cette gaze comprimée est une gaze de coton absorbante stérile à 6 plis pour le traitement des plaies saignantes. Elle peut être déroulée par le haut pour remplir directement la plaie.

#### Spécifications techniques :

- Taille : 4,5 pouces x 4,1 yds - 114 mm x 3,75 m,
- Poids : 41 g,
- Matériau : 100 % coton.

Matériel médical CE.

