

## **FICHE TECHNIQUE**



## Gaze comprimée stérile - 1-Medical

Gaze de coton stérile compacte et portable pour les situations d'urgence

La gaze de coton stérile est conçue pour être compacte et portable, s'intégrant facilement dans tout kit médical d'urgence ou trousse de secours. Malgré sa petite taille, elle offre le même niveau de performance que les options de gaze plus grandes, ce qui en fait un choix idéal pour les situations d'urgence.

Cette gaze présente une excellente absorption des fluides et une stabilité. Ce matériau doux, respirant, flexible n'est pas facile à déchirer, garantissant des performances optimales lors de moments critiques.

## Spécifications techniques:

- Taille: 4,5 po x 4,1 yds - 114 mm x 3,75 m,

- Poids: 40 g,

Matériau : 100 % coton,Épaisseur : 6 plis.

**Haute Qualité** : Excellente absorption des fluides et stabilité. Pendant ce temps, la gaze de coton est douce, respirante, flexible et difficile à déchirer.

**Utilisation Polyvalente**: La gaze compressée stérile peut être utilisée pour contrôler les hémorragies en combinaison avec un bandage de compression, et également utilisée comme support pour les pansements hémostatiques ou pour les petits pansements de plaie. C'est un pansement traumatique essentiel dans une trousse de premiers secours.

Compacte et Portable : Il s'agit d'une gaze de 4,5 po x 4,1 yd pliée en Z. Sa taille ultra-compacte permet de l'intégrer facilement dans n'importe quelle trousse de secours médicale d'urgence.

Longue Durée de Conservation : La gaze stérile est scellée sous vide avec un emballage individuel durable et peut être stockée pendant au moins 5 ans.

Matériel médical CE.