

FICHE TECHNIQUE





Gaze hémostatique au chitosan - 1-Medical

La solution de compression en 60 secondes pour arrêter les hémorragies artérielles graves

Cette gaze hémostatique accélère considérablement le temps de remplissage et réduit le temps de compression grâce à la technologie du chitosane.

Ce qui peut faire une différence significative dans les situations mettant la vie en danger, réduisant le temps nécessaire pour arrêter un saignement artériel sévère à seulement 60 secondes de compression.

Spécifications techniques :

- Gaze: 3 po x 5 yds - 80 x 150 mm,

- Poids: 15g.

Solution Rapide pour Arrêter un Saignement Artériel Sévère: La Gaze Hémostatique au Chitosane est spécifiquement conçue pour arrêter rapidement un saignement artériel sévère, ne nécessitant que 60 secondes de compression. Cette réponse rapide réduit la perte de sang et prévient le saignement hypothermique couramment associé aux blessures traumatiques graves.

Utilisation d'une Technologie Hémostatique Éprouvée: Cette technologie avancée offre un soulagement vital dans les situations d'urgence, garantissant que vous disposez des outils nécessaires pour gérer les cas les plus graves de saignement artériel.

Performance Rapide et Fiable: La Gaze Hémostatique au Chitosane offre une performance fiable. Dans une situation où chaque seconde compte, vous pouvez compter sur notre gaze pour obtenir les résultats dont vous avez besoin, lorsque vous en avez le plus besoin. Cela en fait une solution essentielle pour les soins d'urgence.

Matériel médical CE.