



### **Gel Silicium G5 - 150ml**

Spécial articulations et peau.

Formule à base de silicium organique, enrichie en vitamine E et antioxydante. Effet anti-âge. Agit sur les articulations en cas de gêne, de douleurs articulaires, sport intensif ou d'usure naturelle.

- Très efficace grâce à sa capacité de pénétration et ses qualités de régénération.
- Stimule la synthèse de collagène et d'élastine.
- Contribue au bien-être articulaire.
- Pénètre rapidement.
- Hydrate, régénère etaffermit la peau.
- Soulage les problèmes de peau (type desquamation).

#### **Mode d'utilisation :**

Étaler une fine couche de gel sur la peau et laisser agir pendant 5 minutes, puis masser. Appliquer 3 à 4 fois par jour.

#### **Ingrédients :**

Aqua, silanetriol, tocophérol, éthylhexylglycérine, carbomer, alcool benzylique, triéthanolamine.

Fabrication européenne.

Tube de 150 ml.