

FICHE TECHNIQUE

Gel détartrant WC Eco - 1L

Pour nettoyer et détartrer les WC

Gel WC détartrant.

S'utilise sur les cuvettes , urinoirs et pourtours des robinetteries.
Produit prêt à l'emploi.

Conditionné par bidon de 1 L.

MODE D'EMPLOI :

Presser le flacon pour projeter le produit sur les parois des cuvettes.

Laisser agir , brosser et tirer la chasse d'eau .

Répéter l'opération pour un entartrage important.

Pour un entretien régulier appliquer deux fois par semaine.

Attention ce produit peut provoquer de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Provoque une severe irritation des yeux.

Peut provoquer une réaction allergique.

Tenir hors de portée des enfants.

