

FICHE TECHNIQUE

Gel échographique stérile monodose - Boîte de 30 sachet de 20ml

Gel stérile en conformité avec les recommandations d'hygiène pour les sondes endocavitaires.

Pour éviter tout risque de transmission d'agent infection par le gel.

Le gel garantit une transmission acoustique optimale des ondes sonores pendant les diagnostics échographiques, thérapies à ultrason, examens endo-vaginal, endo-rectal, les ECG, EEG et les EMG.

Formule non grasse à haute conductivité aux ultrasons.

Ne tache pas et ne laisse pas de trace sur la peau, les vêtements ou les transducteurs.

- **Haute viscosité.**
- Parfaitement transparent.
- Sans odeur et sans bulle.
- Hydrosoluble.
- Hypoallergénique.

Conditionnement : Boîte de 30 sachets de 20 ml.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

