



### Gel frais jambes légères - Circulatic - Tube de 250 ml - Phytomedica

Gel pour massage tonique des jambes et des bras fatigués - Fabrication Française.

Le gel-crème Circulatic est conçu pour masser les jambes fatiguées en leur donnant une sensation de fraîcheur et de légèreté grâce à sa composition enrichie en menthe poivrée, en cyprès et en prêle des champs Bio. Le soulagement est immédiat et durable pour une détente optimale.

- Texture fondante
- Sans colorant
- Convient à tous types de peau
- Sensation jambes légères
- Sensation de fraîcheur
- Absorption cutanée rapide
- Hydrate
- Ne dessèche pas la peau

**Application :** Déposer une noix de gel au creux de la main. Masser les jambes ou les bras en légers mouvements circulaires et ascendants.

#### Précaution d'emploi :

- Usage réservé à l'adulte
- Éviter le contact avec les yeux et les muqueuses
- Ne pas utiliser chez la femme enceinte et allaitante
- Usage externe

**Idéal pour :** Les courts massages

**Odeur :** Mentholée, Géranium

**Texture :** Gel lisse

**Conditionnement :** Tube de 250 ml

*Composition : Aqua, Menthol, Hydroxyethyl acrylate / sodium acryloylmethyl taurate copolymer, Squalane, Cupressus Sempervirens Oil, Polysorbate 20, Mentha Piperita Oil, Pelargonium Graveolens Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Camphor, Caprylyl Glycol, Polysorbate 60, Glycerin, Sorbitan Isostearate, Equisetum Arvense Extract*