

Gel hydroalcoolique Stericid - 100ml et 500ml

Gel désinfectant mains bactéricide, levuricide et virucide.

Destiné à la désinfection rapide des mains par friction.
Utilisation sur mains propres et sèches.

Fabrication française.

Produit Biocide classé TP1: Désinfection des mains saines.

NB: Le prix de cette solution étant inférieur au prix de gros maximum autorisé, il est possible d'être utilisé pour la revente.

Propriétés bactéricides:

- Bactéricide : EN 1276 en 30 secondes, EN 13727 en 1 minute, EN1500 (3 ml/30 secondes).
- Levuricide : EN 1650 en 30 secondes, EN 13624 en 1 minute.
- Virucide : EN 14476 + A1 Virus enveloppés : Coronavirus, H1N1 (grippe A), Herpès Virus et Rotavirus (gastro-entérite) en 1 minute.

- Prêt à l'emploi.
- Sans parfum.
- Sans colorant.

Usage recommandé : 3 ml pendant 30 secondes. Ne pas rincer, ne pas sécher.

Conditionnement:

- Flacon pocket de 100 ml.
- Flacon de 500 ml avec pompe doseuse.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

H226 Liquide et vapeurs inflammables

