



### Gel hydroalcoolique bactéricide, levuricide et virucide - Fabrication Française - 100ml - Robemed

Formule désinfectante, hydratante et douce.

Gel désinfectant pour les mains par friction: bactéricide, virucide, et levuricide.  
Avec agent adoucissant glycérine.  
Sans triclosan, sans triclocarban, sans parfum, ni colorant.

-----  
**Bactéricide** : EN1040, EN 13727, actif sur *Acinetobacter baumannii* : EN 13727, actif sur *Clostridium difficile* : EN 13697.

**Levuricide** : EN1275, EN 13624.

Actif sur Norovirus, Rotavirus, virus enveloppés, VHB, VHC, VIH, H1N1,  
**Virucide** : EN 14476.

Friction hygiénique : EN 1500. Friction chirurgicale : EN 12791.  
-----

Sans colorant, sans parfum pour limiter les risques d'intolérance.

- Traitement hygiénique : 1 dose de 3ml, temps d'action 30 secondes.
- Désinfection chirurgicale : 1 dose de 4.5ml, temps d'action 1 minute. A renouveler une 2ème fois.
- Classé produit biocide.
- Utilisation sur mains propres et sèches.
- Ne pas rincer.

Préparation gélifiée, TP1, prêt à l'emploi. Ethanol, CAS n°64-17-5, 520.00 g/kg.  
propane-2-ol, CAS n°67-63-0, 180.00 g/kg.  
*Contient de l'alcool isopropylique (Propan-2-ol)*

#### Conditionnements disponibles :

- Flacon pocket 100 ml
- [Flacon pompe 300ml.](#)
- [Flacon pompe 500ml.](#)
- [Flacon pompe de 1L.](#)

Fabrication Française.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.*

*H226 Liquide et vapeurs inflammables*