

## FICHE TECHNIQUE

### Gel pour ECG et Eeg Transound - Lot de 2 flacon de 260ml

Ne tache pas et ne laisse pas de dépôts sur les électrodes.

- Hypoallergénique.
- Hydrosoluble.

Flacon de 260 ml avec bouchon verseur à fermeture rapide.

Vendu par lot de 2 flacons.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Formule haute conductivité spéciale ECG et Eeg.

