



Gel réfrigérant à l'Arnica - Arnicadol 250 ml - Phytomedica

Gel-crème pour massage réfrigérant à base d'Arnica - Fabrication Française

Le gel-crème Arnicadol pour massage est idéal pour favoriser une récupération optimale après un effort physique. À base de Menthol, de Teinture d'Arnica et d'huile essentielle de Girofle, il procure une sensation de fraîcheur intense qui apaise et détend les jambes et les bras, les laissant douces et bien hydratées.

- Effet calmant
- Texture et application agréable
- Action réfrigérante durable
- Bien-être continu
- Membres détendus
- Absorption cutanée rapide
- Adouci l'épiderme
- Convient à tous types de peau
- Sans Camphre

Application : Déposer une noix de gel sur les bras et/ou les jambes. Masser en légers mouvements circulaires et ascendants.

Précaution d'emploi :

- Usage réservé à l'adulte
- Éviter le contact avec les yeux et les muqueuses
- Ne pas utiliser chez la femme enceinte et allaitante
- Ne pas s'exposer au soleil après application
- Usage externe

Idéal pour :

- Les massages sportifs
- Les massages rapides
- Les massages rafraîchissants

Odeur : Menthol, Lavande

Texture : Gel lisse

Conditionnement : Tube de 250 ml

Composition : Aqua, Alcohol Denat., Menthol, Propylene Glycol, Hydroxyethyl acrylate / sodium acryloylmethyl taurate copolymer, Lavandula Angustifolia Oil, Glycerin, Squalane, Mentha Piperita Oil, Arnica Montana flower Extract, Eugenia Caryophyllus Flower Oil, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Spiraea Ulmaria Extract, Equisetum Arvense Extract