



Gilet intégral de maintien pour fauteuils

Pour maintenir le buste droit et prévenir de la cyphose cervicale

Maintien du patient au niveau des épaules, évite le basculement vers l'avant et empêche le patient de glisser latéralement.

En forme cache-coeur, il assure un maintien confortable et sûr.

Utilisé surtout pour les fauteuils et se fixe facilement à l'arrière par de grandes sangles réglables munies d'une boucle à fermeture automobile.

- Face avant en "Styltex"
- Imperméable et très respirant
- Rembourrage de mousse sous les attaches d'épaule
- Dos en filet

Dimensions :

- Périmètre maximum utile : ± 220 cm
- Boucle : 40 & 25 mm

Taille S, M ou L.

Matériel médical CE.

Fabrication Française.