

Gobelet d'apprentissage - Ergonomique et sécuritaire - Gradué à 120 ml - CamoCup®

Apprendre à boire facilement, grâce aux réflexes naturels - Écoulement précis et stimulation du réflexe de déglutition

Conçu initialement pour les nourrissons, les enfants et les adultes ayant un déficit moto-sensoriel, le gobelet CamoCup® est pensé pour l'apprentissage de la boisson et faciliter à tous l'action de boire. Les capacités sensorimotrices pour la succion, la boisson et la déglutition sont stimulés.

Sa forme innovante en bec avec une rigole assure un écoulement précis et les picots présents au niveau des lèvres stimulent le réflexe de déglutition. De même, les larges rainures de préhension latérales permettent une prise en main sûre. Il est aussi pourvu d'une base large pour une stabilité optimale.

Le produit doit être utilisé en position assise ou semi-allongée.

Employé dans un contexte domestique ou thérapeutique, le gobelet convient aux :

- Nourrissons
- Enfants en bas âge
- Adolescents
- Personnes avec un handicap
- Personnes ayant des douleurs lors de la déglutition ou ayant un trouble avec cette dernière
- Patients ayant eu un AVC
- Personnes atteintes de troubles neurologiques

Caractéristiques :

- Forme du bec avec une rigole pour un dosage précis de l'écoulement
- Picots au niveau de la lèvre stimulant le réflexe de déglutition
- Larges rainures pour une prise facile
- Absence de poignée pour détendre la musculature faciale
- Fond large pour stabilité optimale
- Facilite la prise de médicaments
- Convient aux produits alimentaires
- Incassable



Composition :

- Plastique sans PVC, phtalates ou bisphénol A

Dimensions :

- Hauteur : 10 cm
- Largeur : 10 cm
- Diamètre de la base : 6,8 cm

Capacité : gradué de 20 à 120 ml (graduation par unité de 20 ml)

Couleurs :

- Bleu
- Rouge