

### Gobelet gradué avec repères doseurs 16cl Saint Romain

Gobelet avec affichage du volume en fond de verre.

La graduation en fond de verre permet de doser sans lever le verre. Dosage de 5 à 40 ml.

La prise en main est facilitée grâce à la texture légèrement granuleuse empêchant le gobelet de glisser.



- Emboîtable
- Repérage facile du liquide
- Nettoyage en lave-vaisselle jusqu'à 75°C
- Coloris : Transparent
- Matière plastique copolyester
- Sans Bisphénol A
- Sans Phtalates
- Idéal en collectivité

Retrouvez toute notre gamme de vaisselle ergonomique.

#### Dimensions du gobelet:

- Hauteur : 80 mm
- Diamètre : 62 mm
- Contenance : 16 cl

#### Accessoires:

- [Couvercle avec ouverture pour paille - Diamètre 70 mm - Polypropylène Bleu](#)
- [Couvercle avec ouverture avec compartiment pour comprimés - Diamètre 75 mm - Polypropylène Bleu](#)

Fabriqué en France.