

FICHE TECHNIQUE

Gobelets gradués 30ml - Non stériles - Bastos - Lot de 70

Gobelets gradués 30 ml avec couvercle pour prise de solution liquide.

Existe en jaune, rouge, bleu, vert et transparent.
Couvercle blanc.

Dimensions :
- Hauteur : 40 mm
- Diamètre : 37 mm

Contenance : 30 ml

Matériau : Polyéthylène

Emballage : sachet plastique + boîte de transport

Conditionnement : Vendu par lot de 70 gobelets avec couvercle.

Usage unique

Gobelets non stériles

