



Grenouillère médicalisée Adulte

Pour assurer le maintien des protections nocturnes.

Grenouillère adulte. Coupe ample et confortable. 50% coton et 50% polyester

Modèle mixte, pour homme et femme.

Pose et changement de change facilité grâce à une fermeture à glissière qui commence à la nuque, parcourt le dos et l'entrejambe et se termine au niveau du ventre.

Manches et jambes courtes.

Lavable à 40°C.

Tailles :

S = 34/36 (Tour de poitrine: 84-94 cm)

M = 38/40 (Tour de poitrine: 94-98 cm)

L = 42/44 (Tour de poitrine: 98-103 cm)

XL = 46/48 (Tour de poitrine: 103-110 cm)

XXL = 50/52 (Tour de poitrine: 110-120 cm)

Choisir la bonne taille:

Si la personne porte des changes complets, il faut prendre 1 taille au dessus par rapport à un vêtement classique.

Exemple: Taille habituelle M 38/40, prendre la taille L 42/44.

Coloris bleu ciel