



Housse de ceinture de sécurité en gel pour fauteuil roulant - Gel Ovarions

Enveloppe protectrice pour allier sécurité et confort. Disponible en 3 tailles.

La housse de ceinture de hanches Gel Ovarions est un coussinet (en 2 parties) indispensable pour améliorer la sécurité et le bien-être des utilisateurs de fauteuils roulants. Sa composition en gel de haute densité et son revêtement en tissu doux rembourré réduisent le risque de formation d'escarres ou d'irritations cutanées, et favorisent une protection optimale contre les points de pression. Son système de fixation par Velcro maintient la ceinture en place en évitant les glissements et les mouvements indésirables.

Cette housse est conçue pour s'adapter à la plupart des ceintures de sécurité des fauteuils roulants standards.

- Solution ergonomique et sécurisée
- Intérieur en gel et tissu rembourré qui n'endommage pas la peau
- Le confort est plus important qu'avec une ceinture de sécurité traditionnelle.
- Matériau solide résistant à l'usure
- Accessoire léger pour ne pas ajouter de poids supplémentaire
- Installation rapide et facile
- Fermeture par bandes Velcro
- Tissu respirant, lavable en machine pour un entretien facile

Utilisation recommandée :

- Pour les particuliers
- Pour le personnel de santé
- Pour les établissements de santé

Mode d'emploi :

Faire passer la ceinture de sécurité dans les 2 parties de la housse puis les fixer à l'aide des bandes Velcro.

Tailles disponibles :

- Pédiatrique : 23 x 7 cm + 23 x 7 cm - Poids : 100 g
- Adulte standard : 33 x 7 cm + 23 x 7 cm - Poids : 140 g
- Bariatric : 33 x 7 cm + 33 x 7 cm - Poids : 330 g

Matériel Médical CE.