



### Huile d'arnica sèche - Etoile Médicale® - Flacon de 500ml

Huile de massage de qualité supérieure phyto-kinesitraumato

Cette huile phyto-active de massage est idéale pour le traitement articulo-musculaire professionnels.

Huile de massage phyto traitante, renforcée en extrait d'Arnica. Elle propose une même qualité de glisse que les huiles classiques, mais avec des ingrédients diminuant la texture grasse, tout en respectant la glisse pour les massages.

- Huile pour massages prolongés ou courts
- Ne tâche pas
- Avec de la vaseline de qualité médicinale
- Extrait d'arnica mexicana
- Sans paraben
- S'utilise en pré-mobilisation passive ou active
- Utilisation dans les SPA et instituts esthétiques

#### Composition :

À base d'arnica, cajepout, menthe verte, menthe poivrée, ...

#### Conditionnement :

Flacon de 500 ml

#### Utilisation :

- Tous massages phyto en kinésithaumato
- Massages prolongés ou courts
- En pré-mobilisation passive ou active
- SPA et institut esthétique