

### Hyalugel bain de bouche - 150 ml - Cooper

Bain de bouche à l'acide hyaluronique. Traitement des inflammations, d'aphtes et petites plaies. Fourni avec son gobelet doseur.

Ce bain de bouche, au goût agréable de menthe-citron, est un dispositif médical formulé à base d'acide hyaluronique similaire à celui que l'on retrouve naturellement dans la muqueuse buccale. Il est donc parfaitement adapté pour servir de barrière protectrice et lutter contre plusieurs désagréments tels que les inflammations (gingivites), les saignements, les plaies ou encore pour soigner les séquelles post-chirurgicales liées à une extraction dentaire. En effet, en augmentant la teneur en acide hyaluronique dans les muqueuses, il permet de réduire les douleurs, la taille des œdèmes et d'accélérer la cicatrisation.

- Adapté aux adultes, aux femmes enceintes et aux enfants dès l'âge de 6 ans
- Convient aux personnes diabétiques ; ne contient ni sucre ni parabène
- Fourni avec un gobelet doseur
- Nettoyage en profondeur
- Ne pique pas

#### Conseils d'utilisation :

Verser 10 ml de solution Hyalugel non diluée dans le verre doseur, 3 à 5 fois par jour après les principaux repas ou à la suite d'un brossage de dents. Garder le produit jusqu'à 2 minutes en bouche avant de le recracher. Il est conseillé de ne boire ni manger pendant les 30 minutes qui suivent votre nettoyage.

#### Précautions d'emploi :

- Ne pas utiliser plus de 4 semaines consécutives
- Conserver à température ambiante (entre 5 et 40°C)
- Tenir hors de portée des enfants

