



Hystéromètre stérile à usage unique Pm-Care - Boîte de 25 - Prince Médical

Hystéromètre stérile à usage unique. 3 diamètres disponibles CH10,12 ou 14. Fabrication française.

Hystéromètre stérile, à usage unique et gradué afin de déterminer la profondeur de la cavité utérine.

3 diamètres CH10, 12 ou 14 disponibles pour s'adapter à la morphologie de chaque patiente, et garantir sécurité et confort durant l'intervention.

- **Embout arrondi pour une dilation progressive du col, en toute sécurité et en douceur**
- Manche rigide pour une prise en main maîtrisée
- Partie distale souple pour plus de confort
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Sans latex
- À usage unique

Matériaux :

- Manche en polystyrène
- Partie distale en polyéthylène

Tailles :

- CH10 bleu, diamètre 3 mm
- CH12 gris, diamètre 4 mm
- CH14 vert, diamètre 4.6 mm

Conditionnement : Vendus par boîte de 25 unités en emballage individuel stérile

Dispositif Médical de classe I.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.