

FICHE TECHNIQUE



Insect Ecran - Spécial zones infestées - Flacon spray 100 ml - Cooper

Spray répulsif formulé à base de DEET, un des meilleurs répulsifs anti-moustiques selon l'OMS. Pour une protection jusqu'à 16h chez les adultes et les enfants à partir de 2 ans.

Spray répulsif pour se protéger des piqûres de moustiques, de tiques et de phlébotomes en zones infestées : marais, lacs, forêts, cours d'eau. Formulé à base de DEET, considéré comme "l'étalon or" des répulsifs anti-moustiques selon l'OMS. Il est particulièrement efficace contre les moustique-tigre, vecteur de la dengue, du paludisme et du chikungunya.

- Protection jusqu'à 16h
- Spécial zones infestées : forêts, lacs, marais, cours d'eau
- Formulation à base de DEET, produit plébiscité par l'OMS
- Convient aux adultes et aux enfants de plus de 2 ans
- Convient aux femmes enceintes dans les zones à risque de transmission de maladies vectorielles
- S'applique facilement sur la peau

Conseils d'utilisation :

Pulvériser le spray répulsif spécial zones infestées dans le creux de la main avant d'appliquer le produit sur la peau. Il est aussi possible d'imprégner les vêtements pour une plus grande efficacité. Renouveler toutes les 8 heures pour une protection contre les moustiques et les phlébotomes, et toutes les 7 heures pour une protection contre les tiques, sans dépasser deux applications par jour.

Précautions d'emploi :

- Tenir hors de portée des enfants
- Éviter tout contact avec les yeux
- Ne pas appliquer sur les plaies et les muqueuses
- Produit contre-indiqué en cas d'antécédents d'épilepsie ou de convulsions fébriles
- Conserver à l'écart de la chaleur et de toute autre source inflammable