

FICHE TECHNIQUE

Insect Ecran - Spécial zones infestées - Flacon spray 100ml - Cooper

Spray répulsif formulé à base de DEET, un des meilleurs répulsifs anti-moustiques selon l'OMS. Pour une protection jusqu'à 16h chez les adultes et les enfants à partir de 2 ans.

Spray répulsif pour se protéger des piqûres de moustiques, de tiques et de phlébotomes en zones infestées : marais, lacs, forêts, cours d'eau.

Formulé à base de DEET, considéré comme "l'étalon or" des répulsifs anti-moustiques selon l'OMS. Il est particulièrement efficace contre les moustique-tigre, vecteur de la dengue, du paludisme et du chikungunya.

- 16 h de protection

- Spécial zones infestées : forêts, lacs, marais, cours d'eau
- Formulation à base de DEET, produit plébiscité par l'OMS
- Convient aux adultes et aux enfants de plus de 2 ans
- Convient aux femmes enceintes dans les zones à risque de transmission de maladies vectorielles

Conseils d'utilisation :

- Pulvériser dans le creux de la main avant d'application
- Possibilité d'imprégner les vêtements pour plus d'efficacité
- Renouveler toutes les 8 heures pour une protection contre les moustiques et les phlébotomes
- Renouveler toutes les 7 heures pour une protection contre les tiques

Précautions d'emploi :

- Ne pas dépasser 2 applications par jour
- Tenir hors de portée des enfants
- Éviter tout contact avec les yeux
- Ne pas appliquer sur les plaies et les muqueuses
- Produit contre-indiqué en cas d'antécédents d'épilepsie ou de convulsions
- Conserver à l'écart de la chaleur et de toute autre source inflammable



robé
+ médical