

### Israeli emergency Bandage - Bandage israélien - Steriles - 1-Medical

The reliable companion for managing emergencies. Sterile. Rapid application and superior sterility.

With a robust elastic wrap and sterile non-adherent pad, it's more than a wound dressing—it's a multi-purpose tool that can sling an arm, secure splints, or assist in any emergency requiring a reliable wrap.

Israeli emergency bandage (EMB048) :

- 4 in - 102 mm,
- Weight : 63 g,
- Tone : skin,
- Material : cotton.

Israeli emergency bandage (EMB049) :

- 6 in - 152 mm,
- Weight : 110 g,
- Tone : skin,
- Material : cotton.

Israeli emergency bandage (EMB050) :

- 8 in - 203 mm,
- Weight : 170 g,
- Tone : skin,
- Material : cotton.

**Rapid Application** : Specially designed for stress situations, these Israeli bandages eliminate the need for pressure bars or hooks, ensuring an uncomplicated, quick application process. Its innovative quick-grip roll control tabs prevent unrolling, providing you with a swift, efficient, and secure dressing process.

**Superior Sterility** : Each 8 inch bandage comes vacuum-sealed in a low-cube package with easy-to-spot red tear notches. Our dressings are sterile, providing an unimpeachable solution for handling injuries.

CE medical equipment.

---

Avec un bandage élastique robuste et un tampon stérile non adhérent, il s'agit plus qu'un simple pansement polyvalent qui peut soutenir un bras, fixer des éclisses, ou aider dans toute situation d'urgence nécessitant un bandage fiable.

Bandage d'urgence israélien (EMB048) :

- Taille : 4 pouces - 102 mm,
- Poids : 63 g,
- Teinte : peau,
- Matériau : coton.

Bandage d'urgence israélien (EMB049) :



- Taille : 6 pouces - 152 mm,
- Poids : 110 g,
- Teinte : peau,
- Matériau : coton.

**Bandage d'urgence israélien (EMB050) :**

- Taille : 8 pouces - 203 mm,
- Poids : 170 g,
- Teinte : peau,
- Matériau : coton.

**Application Rapide** : *Spécialement conçus pour les situations de stress, ces bandages israéliens éliminent le besoin de barres de pression ou de crochets, garantissant un processus d'application rapide et sans complications. Ses onglets de contrôle de rouleau à prise rapide innovants empêchent le déroulement, vous offrant ainsi un processus de pansement rapide, efficace et sécurisé.*

**Stérilité Supérieure** : *Chaque bandage de 8 pouces est scellé sous vide dans un emballage compact avec des encoches de déchirement rouge faciles à repérer. Nos pansements sont stériles, offrant une solution irréprochable pour le traitement des blessures.*

Matériel médical CE.