

### **Jambière de maintien extensible**

Permet de soutenir la jambe et l'articulation du genou pendant l'exercice.

Avec tricot de compression au niveau du genou. Tissu extensible, confortable et respirant. Avec coutures latérales renforcées.

- Avec emplacement circulaire pour le genou.
- Tricot compressif pour maintenir la jambe.
- Coutures latérales renforcées.

#### 5 tailles disponibles :

- Taille S.
- Taille M.
- Taille L.
- Taille XL.

Lavable en machine à 30°C.

Conditionné sous pochette plastique refermable.

matériel médical CE.

