

Joint thoracique - Twin pack - 1-Medical

La solution d'urgence pour prévenir le pneumothorax en cas de plaie ouverte du thorax.

Le Twin-Pack Chest Seal est un kit médical spécialisé conçu pour une intervention immédiate en cas de blessures pénétrantes à la poitrine, qu'elles soient à l'entrée/sortie ou multiples. Sa double fonctionnalité comprend un pansement thoracique occlusif et un pansement thoracique ventilé avec soulagement de pression à 3 canaux.

Les pansements thoraciques sont la solution d'urgence pour les plaies ouvertes à la poitrine. Ils sont conçus pour prévenir le pneumothorax, la deuxième cause de décès évitable la plus courante sur le champ de bataille.

Spécifications techniques :

- Dimensions : 4 x 6 pouces/pc - 105 x 150 mm/pc,
- Poids : 40 g/pc,
- Matériau : hydrocolloïde,
- 1x Pansement thoracique ventilé à 3 canaux unidirectionnel,
- 1x Pansement thoracique occlusif.

Chaque pansement est muni de larges languettes rouges facilement visibles pour faciliter un processus d'application en une étape, ce qui permet à quiconque d'administrer efficacement le pansement, même dans des situations sous haute pression.

- Support transparent pour permettre un ciblage précis de la plaie,
- Adaptation aux contours uniques de chaque blessé,
- Joint efficace et durable.

Matériel médical CE.

